

Alcotest® 7410^{Plus} com

Analyzátor alkoholu v dechu



Alcotest® 7410^{Plus} com je poslední inovací mimořádně komerčně úspěšné a oblíbené řady 7410. Je to elektronický přístroj pro měření alkoholu v dechu (a následné důkazní řízení). Kromě vysoké rychlosti měření nabízí tento přístroj díky nové generaci senzorů i vyšší přesnost měření a mnoho dalších možností, které usnadňují uživateli obsluhu i přístup k uloženým údajům.

Tyto přístroje jsou pro svoji vysokou přesnost a spolehlivost používány policejními sbory na celém světě, včetně Policie ČR.

Vlastnosti – výhody :

- Plně grafický displej – komunikace v českém jazyce
- Duální diody (LED)
- Reálný datum a čas
- Rychlý náběh senzoru
- Vysoká selektivita senzoru – minimální citlivost na další látky ve vydechaném vzduchu
- Možnost přizpůsobení požadovaného objemu vzduchu fyziologii zkoušené osoby
- Možnost pasivní dechové zkoušky bez spolupráce zkoušeného
- Nízká spotřeba energie
- Upozornění při nízké kapacitě akumulátoru / baterii
- Velká paměť s možností ukládání hodnot spolu s časem (9 700 záznamů)
- Rozsáhlé statistické funkce
- Rozhraní RS 232
- Bezdrátový (optický) přenos naměřených hodnot do tiskárny pro okamžitý tisk protokolu
- Možnost vyhodnocení a správy uložených údajů pomocí software „VIEW 2000“ (veškeré textové údaje v českém jazyce)
- Nabíjecí stanice 230 V, signalizace stavu nabití (pro 2 přístroje současně)



Alcotest® 7410^{Plus} com:
Jeden z nejúspěšnějších
analýzátorů alkoholu v dechu
na světovém trhu

Technické údaje :

- Rozsah měření : 0,00 až 3,00 promile (‰)
- Jednotka měření : promile (možnost nastavení dalších, např. mg/l)
- Rozlišení displeje : 0,00 až 9,99 promile (‰)
- Doba dechové zkoušky : 4 až 12 s (podle síly dechu)
- Doba náběhu : cca. 15 s (před 1. měřením)
- Odezva : 10 s (po pozitivním měření 0,00 až 0,40 ‰)
90 s (po pozitivním měření nad 2,00 ‰)
- Průtok : min. 6 l / min.
- Dechový objem : nastavitelný, standardně 1,2 l
- Přesnost měření : ±0,05‰ (při 0,00 až 1,00‰)
±5% z měřené hodnoty (nad 1,00‰)
- Provozní teploty : - 5 až +45°C (krátkodobě až do -20°C)
- Skladovací teploty : - 40 až +65°C
- Provozní doba : cca. 400 měření na 1 nabití akumulátorů
- Kalibrační interval : cca. 6 měsíců (v závislosti na požadované přesnosti)
- Rozměry : 70 mm x 230 mm x 34 mm (š x v x h)
- Hmotnost : cca. 500 g

Dräger safety

AUTORIZOVANÝ DEALER

Altest - Jiří Mrnušík, Jugoslávská 124a, 613 00 Brno, Česká republika

Tel.: + 420 541 210 101, Fax.: + 420 541 249 191, e-mail: info@altest.cz


Mob.: + 420 603 427 912, + 420 603 180 831

www.altest.cz

Tiskárna a příslušenství :

Výsledky měření lze rychle a jednoduše vytisknout na malé tiskárně – bez nutnosti propojování jakýchkoli kabelů. Naměřené údaje, včetně reálného času, datumu a identifikace přístroje, kterým byla zkouška provedena, se přenáší optickou cestou. Stačí pouze přiložit Alcotest® 7410^{Plus} com na tiskárnu a ta se postará o vše ostatní, včetně automatického tisku protokolu v českém jazyce.

Tiskárna sama má vnitřní paměť pro posledních 500 měření. Tiskárnu lze napájet síťovým zdrojem 230 V nebo kabelem z palubní sítě automobilu. Pro zcela nezávislý provoz slouží akumulátorový zdroj, který lze následně dobíjet alternativně síťovým zdrojem nebo kabelem z palubní sítě.



Objednací čísla :

1. Alcotest® 7410 ^{Plus} com (včetně Ni-Cd akumulátoru*)	83 15 700
2. Nabíjecí stanice 230 V (pro současné nabíjení 2 přístrojů)	83 12 590
3. Sada hygienicky balených náustků se zpětným ventilem (25 ks)	29 10 001
4. Tiskárna „Alcotest® 7410 Printer“	83 15 950
5. Síťový zdroj 230 V pro tiskárnu	83 15 635
6. Akumulátorový zdroj pro tiskárnu	83 15 699
7. Kabel pro napájení v automobilu	83 12 166
8. PC-software „VIEW 2000“ pro Alcotest® 7410 ^{Plus} com	83 15 140
9. Kabel RS 232 (25/9/3) pro přenos dat z Alcotestu do PC	SH 08 000
10. Kufřík pro Alcotest, tiskárnu a příslušenství	83 14 210

* - další typy akumulátorů na poptávku (např. akumulátor, resp. schránka pro 3 ks baterií LR14)



Dräger safety

AUTORIZOVANÝ DEALER

Altest - Jiří Mrnušík, Jugoslávská 124a, 613 00 Brno, Česká republika

Tel.: + 420 541 210 101, Fax.: + 420 541 249 191, e-mail: info@altest.cz

Mob.: + 420 603 427 912, + 420 603 180 831

www.altest.cz



altest

TESTY NA ALKOHOL
www.altest.cz